

Nagelkorrektur

Unguisan Nagelprothetik

Unguisan ist ein 2-Komponenten-Kunstharz, bestehend aus Pulver und Härterflüssigkeit. Einmal vermengt, beginnt sofort ein mehrere Minuten dauernder Vernetzungsprozess (Polymerisation), während dem der Anwender dem Kunststoff eine individuelle Form geben kann. Es entsteht ein künstlicher Nagel, welcher in Farbe, Form und Beschaffenheit der natürlichen Nagelsubstanz nachempfunden ist. Mit dem Restnagel verbindet er sich dauerhaft und schonend.

Mit Unguisan lassen sich eine Vielzahl von Nagelproblemen therapieren. Generell ist zu sagen, dass ein Restnagel vorhanden sein muss, um den künstlichen Nagel dauerhaft befestigen zu können. Nicht angewandt werden darf die Nagelprothetik bei offenen Wunden oder sonstigen Verletzungen des Nagelbettes.


Kurzanleitung:

1. Mischen Sie Unguisan Pulver und Härterflüssigkeit (pro Dosierlöffel Pulver 4 Tropfen Härter).
2. Bringen Sie die Masse mit dem Spatel auf, sobald sie beginnt zähflüssig zu werden.
3. Formen sie die Masse am Nagel mit Spatel, Fingerspitzen oder Zellglasstreifen Wenn das Material seine Endfestigkeit erreicht hat (ca. 5 Min.) lässt es sich mit Fräsern und Schleifern in die endgültige Form bringen.



In Fällen von Mykosen der Haut und Nägel muss individuell über nagelprothetische Maßnahmen entschieden werden.

Um diese faszinierende Arbeitstechnik einsetzen zu können benötigen Sie neben Ihrem fußpflegerischen Wissen und etwas Fingerfertigkeit nur noch das Unguisan Starter-Set, welches alle benötigten Materialien und Instrumente enthält. Unter Beachtung der beiliegenden, ausführlichen Anleitung werden Sie schon bald eine wesentliche Erweiterung Ihres Behandlungsspektrums anbieten können. Übrigens lässt sich Unguisan auch hervorragend zur Befestigung Ihrer Orthonyxie-Spangen verwenden.



Art.	Produkt	Inhalt
2550	Unguisan Härter	30 ml
2551	Unguisan Pulver	30 ml
2561	Dosierflasche	1 Stück
2562	Glaspipette	1 Stück
2563	Dosierlöffel	1 Stück
2564	Mischgefäß	1 Stück
2565	Zellglasstreifen	25 Stück
2566	Nagelplatte	1 Stück
2567	Nagelschablonen	100 Stück
1198	Doppelinstrument	1 Stück
2570	Starter-Set mit allen benötigten Materialien und Instrumenten	
2572	Lehr-Video	1 Stück